



Stylo avec évacuation des fumées chirurgicales



Le personnel chirurgical court un risque chaque fois que des fumées chirurgicales sont générées dans le bloc opératoire. Mais la solution est entre vos mains: il s'agit du nouveau stylo avec évacuation des fumées chirurgicales Mölnlycke®, une solution supérieure qui garantit une réduction de l'exposition aux fumées ainsi qu'une bonne visualisation du site opératoire. Priorité à votre sécurité et à celle de vos patients.

- Un modèle unique tout-en-un, léger et compact, avec une fonction télescopique intégrée qui propose une solution immédiate et sur mesure pour les incisions profondes et superficielles.
- Le stylo avec évacuation des fumées chirurgicales Mölnlycke offre une solution durable, sans DEPH ni PVC.
- Capacité d'aspiration très élevée (85 l/min) ce qui réduit l'exposition aux fumées chirurgicales et permet rapidement une visualisation nette du site opératoire.
- Disponible à la fois dans vos trousse chirurgicales personnalisées et sous conditionnement individuel.

Caractéristiques techniques

Choix d'électrodes:

Acier inoxydable ❶ pour des cas rapides et simples.

Revêtement PTFE ❷ pour réduire les interruptions en cours d'intervention dues à du tissu nécrosé.

Isolation PTFE ❸ pour réduire le risque de lésion accidentelle des tissus en cas d'intervention dans des espaces étroits.

- La poignée pivotant à 360° améliore la liberté de mouvement et réduit le risque de fatigue du poignet
- Connecteur universel de 22 mm compatible avec tous les dispositifs d'évacuation de fumées
- Le diamètre étroit garantit un contrôle précis et une meilleure visualisation, en particulier dans les espaces confinés
- Câble pratique d'une longueur de 4 mètres



Références de commande (pour conditionnement individuel)

Réf.	Description	Longueur du câble	EI/CE
420102	Stylo avec évacuation des fumées chirurgicales, électrode en acier inoxydable	4 m	20/40
420100	Stylo avec évacuation des fumées chirurgicales, électrode en PTFE	4 m	20/40
420101	Stylo avec évacuation des fumées chirurgicales, électrode avec isolation en PTFE	4 m	20/40

Tous les composants indiqués sont également disponibles pour les ProcedurePak®.

En savoir plus sur www.molnlycke.ch/fr-ch